

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale Delle Industrie 5 - 20044 Arese (MI)

DESCRIZIONE: Cuscino anatomico in fibra cava siliconata con foro

CODICE ISO: 03.33.03.003

CND : Y03303

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 2441819/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Prevenzione del decubito per pazienti costretti su carrozzina, allo scopo di diminuire i rischi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione, di favorire la circolazione di aria.

Indicato per pazienti a basso rischio di decubito che necessitano di un supporto adeguato e leggero per uno scarico di pressione in presenza di decubiti e/o zone particolarmente sensibili.

Realizzato con sacca di tessuto traspirante, contenente fibra con valori di drenaggio superiori a 15 den filo 64 mm diametro. Il cuscino ha un rivestimento lato 100% cotone traspirante.

La fibra cava siliconata consente alla pelle di rimanere fresca ed asciutta. La sua capacità di deformarsi, a seconda delle sollecitazioni dovute ai movimenti del paziente, riduce la pressione sulle zone maggiormente a rischio.

Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Portata massima kg. 90

Peso: gr. 490 ca.

Dimensioni

Cod. 003014

Larghezza cm 42

Profondità cm 42

Altezza cm 10



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

